



Marco Hopp

66

46 ans, en fauteuil roulant depuis 25 ans. Utilisateur régulier du fauteuil roulant MEYRA depuis plus de 10 ans. Par conviction. Le SMART est le compagnon idéal. Il réunit les meilleures performances de conduite, convient parfaitement à un usage quotidien et reste une référence absolue en matière de fiabilité.



DONNÉES TECHNIQUES

	SMART ^f	SMART ^s
Largeur d'assise en mm	320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520	320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520
Largeur totale en mm	500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700	500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700
Largeur plié en mm	280 pour angle de carrossage 0° ou 330 pour angle de carrossage 3°	280 pour angle de carrossage 0° ou 330 pour angle de carrossage 3°
Profondeur d'assise en mm	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
Hauteur d'assise avant en mm	440 – 530	400 – 540
Hauteur d'assise arrière en mm	400 – 530	370 – 530
Hauteur totale en mm	Hauteur d'assise arrière + hauteur du dossier	Hauteur d'assise arrière + hauteur du dossier
Hauteur du dossier en mm	variable de 250 à 500, + 25	variable de 250 à 500, + 25
Hauteur des accoudoirs en mm	env. 170 à 245	env. 170 à 245
Longueur avec repose-pieds en mm	880 à 1 030 (dépend de la longueur du châssis, de la taille des roues et de la position de l'essieu)	880 à 1 030 (dépend de la longueur du châssis, de la taille des roues et de la position de l'essieu)
Poids de l'utilisateur en kg	150	150
Poids à vide en kg	à partir de 9,5	à partir de 10,5
Poids total autorisé en kg	159,5	à partir de 160,5
Poids de transport en kg	7,4	6,5
Roue motrice en mm (pouces)	600 (24") 635 (25") 660 (26")	560 (22") 600 (24") 635 (25") 660 (26")

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, vitesse en km/h, tolérances ± 10 mm, données sous réserve de modifications de construction.



BE
SMART



MEYRA SMART

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

Tel +49 5733 922 - 0
Fax +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de

MEYRA®



SMART

LA NOUVELLE GAMME
DE FAUTEUILS ACTIFS

by www.bwvcmgbh

BE SMART -
ENJOY LIFE

SMART^F ET SMART^S

LA NOUVELLE GAMME DE FAUTEUILS ACTIFS

Le SMART est un fauteuil au design innovant à la fois léger et extrêmement maniable. L'excellence en termes de réactivité et de stabilité : la référence des fauteuils roulants adaptatifs pliables modernes. Des dimensions compactes, un mécanisme de pliage innovant et des transferts faciles font de lui le compagnon idéal dans toutes les situations. Que ce soit au quotidien ou pendant vos activités de loisirs, chez vous ou en déplacement, le fauteuil SMART vous accompagne partout. Vivez pleinement votre vie. Version SMART^F disponible avec repose-pieds intégré, version SMART^S avec repose-pieds escamotable.

**UNE
CONDUITE
DYNAMIQUE
ET FONC-
TIONNELLE**



EE

Une conduite réactive et fonctionnelle, grâce au fauteuil SMART je suis pleinement indépendant. Un vrai sentiment de liberté !



MÉCANISME DE PLIAGE UNIQUE



*DES DIMENSIONS MINIMALES À L'ÉTAT
PLIÉ, UNE STABILITÉ MAXIMALE*

Le système de pliage innovant du SMART offre des dimensions extrêmement réduites à l'état plié pour une utilisation flexible et polyvalente. La cinématique de pliage à axe parallèle (permettant aux roues de rester parallèles lors du pliage du fauteuil) permet un système d'encliquetage autonome dans les supports de fixation. Le fauteuil se plie facilement en quelques gestes sans qu'il y ait besoin d'un système de fixation. Le SMART est toujours à vos côtés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Le transfert du fauteuil dans la voiture n'a jamais été aussi facile ! Pour gagner encore plus de place, les roues motrices peuvent être démontées.



En un seul geste, le SMART est replié,
un vrai jeu d'enfant !

BE SMART ENJOY STYLE



CONCEPT COULEURS

Le tout nouveau concept de couleurs pour roues motrices et roues directrices assorties à de nombreux coloris pour le châssis permet de personnaliser votre fauteuil : un fauteuil qui vous ressemble !



Roues en magnésium déclinées en 5 couleurs, moyeu et jantes vernis



Roues avant FrogLegs déclinées en 5 couleurs, jantes aluminium anodisé



COLORIS DU CHÂSSIS



TOUT
SIMPLE-
MENT
SMART

BE SMART -
ENJOY DRIVE

QUALITÉ
ET
FONCTION-
NALITÉ

Personnalise le réglage de ton fauteuil SMART grâce au système de réglage sur cinq niveaux du châssis, du siège et du dossier. Son extrême maniabilité et sa légèreté garantissent une expérience de conduite optimale avec une excellente réactivité, une stabilité et des déplacements fluides. Le nouveau système de montage dispose de fixations uniques complètement intégrées à un design moderne. De nombreuses options permettent de modifier le fonctionnement du fauteuil en fonction des besoins de l'utilisateur, notamment en équipant ultérieurement le fauteuil de kits de propulsion électrique.



Les repose-pieds et les palettes repose-pieds revisités en aluminium sont de conception légère et solide, et réglables en angle et en profondeur

Le niveau de réglage optimal de la fourche de direction garantit un parallélisme et des caractéristiques de roulement parfaits.

MANIABILITÉ PARFAITE



Les forces réduites à l'actionnement grâce à la nouvelle génération de freins légers et à pression sont particulièrement adaptées pour les personnes tétraplégiques et les personnes avec un handicap au niveau de la main.

Le carénage latéral unique avec accoudoir réglable en hauteur peut être manipulé à une seule main.

EE

Plus de style.
Plus de plaisir de conduite.



DRIVE