

iCHAIR ORBIT

1.618

HMV-Nr. 18.50.04.0209

HMV-Nr. 18.99.06.1130 (mit Sitzlift)



Zugelassenes Benutzergewicht
120/160 kg (inkl. Zuladung)




 **MEYRA®**




Optimale Wendigkeit und hohe Stabilität für präzises Manövrieren



Kompakte Maße dank geringster Gesamtbreite und Sitzhöhe



Höchste Flexibilität durch einzelnes bzw. doppeltes Stützrad



Hohes max. Nutzergewicht von 160 kg

Der flexible Wendige

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iCHAIR-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 120 kg bzw. 160 kg mit verstärkten Motoren

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel
- Ideal zur Mobilitäts-erhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich, gefederte Antriebseinheit Standard
- Besonders gut für den Innenbereich: Das Drehen um die eigene Achse unterstützt bei engem Manövrieren
- Präzises Manövrieren durch starr angebundene Lenkräder
- Die optionalen seitlich aufgehängten Stützräder ermöglichen das einfache und sichere Befahren von Einzelrampen
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen

○ BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA

HMV-Nr. 18.50.04.0209

HMV-Nr. 18.99.06.1130 (mit Sitzlift)



iCHAIR ORBIT 1.618



Zugelassenes Benutzergewicht
120/160 kg (inkl. Zuladung)

(Preis für Grundmodell):

(Preis für Grundmodell mit Sitzlift, aber ohne R-NET):

6.846,00 €

11.996,00 €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2022 – 31.12.2022.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.

Weitere Produktinformationen finden Sie unter: www.meyra.de.

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren.

Bestellmenge:



Technische Daten

Sitzbreite ¹⁾	380 - 650
Sitztiefe ⁴⁾	400 - 560 / 400 - 560 / 480 - 530
Sitzhöhe vorn ⁶⁾	430, 465, 500 / 440, 475, 510
Rückenhöhe ⁴⁾	450 - 500 / 530 - 580 / 640
Unterschenkellänge ²⁾	280 - 450
Armlehnenhöhe ²⁾	240 - 350
Länge mit Fußstützen ca. ⁷⁾	1.180 - 1.250 / 1.060 - 1.150
Länge ohne Fußstützen	930
Breite fahrbereit min. ⁸⁾	600/600/630/680 bei 12" 640/640/640/680 bei 14"
Höhe ohne Kopfstütze ³⁾	980 - 1.060
Transporthöhe min.	630
Hindernishöhe	60
Wenderadius (mit zentraler Bein- stütze)	700
Wenderadius (mit Einzelbeinstütze)	800
Bodenfreiheit	70

¹⁾ siehe Kategorie Sitzbreite 01

²⁾ bis Sitzplatte ohne Kissen

³⁾ Mit Anpassrücken

⁴⁾ Sitzsysteme: Standard / ErgoSeat / Recaro

⁵⁾ mit 350 W Motoren, max. Personengewicht inkl. Zuladung 136 kg bei Personentransport im PKW

⁶⁾ gemessen bei 0° Sitzwinkel, 12"/14"

⁷⁾ Einzel-/Zentrale Beinstützen

⁸⁾ CODE 38/43/48/53, bei 350 W +10 mm Gesamtbreite

GEWICHT IN KG

Transportleergewicht min.	120 - 165
Personengewicht max. inkl. Zuladung	120 / 160 ⁵⁾
Zuladung max.	10

EIGENSCHAFTEN

Fahrgeschwindigkeiten in km/h	6 / 10
Motorleistung W	2 x 180 / 2x 350
Reichweite mit Batterie 50 Ah (20h) max. in km	25 - 30
Reichweite mit Batterie 73 Ah (20h) max. in km	35 - 40
Zulässige Steigungen / Gefälle	15 %
Lenkungsart	Indirekt
Sitzkantelung elektrisch	0° bis 30° / 0° bis 50°
Sitzkantelung mechanisch	1°, 4°, 7°, 10°
Aufstehhilfe (0° bis - 25°) mit elektrischer Kantelung (0 bis 45°), Lift 200 mm	-25° bis 45°
Rückenwinkel elektrisch	-10° bis 50°
Lift	300
Antrieb	Mittelrad

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwindigkeiten in km/h
Maßtoleranzen +/- 15 mm, +/- 2° | Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk / Motorisierung

CODE	BEZEICHNUNG				EURO €
	Geschwindigkeit	Motorleistung	Reichweite	max. Nutzergewicht	
<input type="checkbox"/> 115*	6 km/h	2 x 180 W	40 km	120 kg	0,00
<input type="checkbox"/> 115/525	6 km/h	2 x 350 W	40 km	160 kg	1.064,00
<input type="checkbox"/> 117/525**/**	10 km/h	2 x 350 W	35 km	160 kg	1.510,00

* Nur i.V.m. VR2 CODE 408 (für bis zu 2 Verstellmotoren)

** inkl. TÜV Gutachten

*** nicht in Verbindung mit Kinnsteuerung (CODE 565 und CODE 810)

01 Sitzbreite (SB)

CODE	BEZEICHNUNG			EURO €
<input type="checkbox"/> 38	SB 380	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 440 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 380 mm)		0,00
<input type="checkbox"/> 43	SB 430	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 520 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 430 mm)		0,00
<input type="checkbox"/> 48	SB 480	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 480 mm)		0,00
<input type="checkbox"/> 53	SB 530	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 530 mm)		0,00

In Verbindung mit ErgoSeat Pro nur SB 430 und 480 mm möglich. Bei RECARO ist die reale Sitzbreite ca. 500 mm.
Übersicht RECARO-Sitze auf Anfrage

02 Sitztiefe (ST)

Ihre gewünschte Sitztiefe bestimmen Sie in Kategorie 07 Sitz- und Sitzsystem in Verbindung mit dem Sitzsystem!

03 Lenkräder und Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 157	8"		0,00

Optionen für Lenkräder 8"

<input type="checkbox"/> 146	pannengeschützte Luftbereifung		0,00
<input type="checkbox"/> 900	pannensichere Bereifung	18.99.99.0401	180,00

HMV-Nr. 18.50.04.0209 | HMV-Nr. 18.99.06.1130 (mit Sitzlift)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Antriebsräder

CODE	BEZEICHNUNG	VORDERE SITZHÖHE VSH IN MM*						HMV-NR	EURO €
		430	440	465	475	500	510		
460	14" - Antriebsräder mit Alu-Felgen	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>		238,00
815	12" - Antriebsräder mit Alu-Felgen	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-		0,00

*VSH gemessen bei 0° Sitzneigung, bis Höhe Sitzblech

Optionen für Antriebsräder

<input type="checkbox"/>	846	pannengeschützte Luftbereifung		0,00
<input type="checkbox"/>	904	Pannensichere Bereifung	18.99.99.0402	212,00
<input type="checkbox"/>	824	Spritzschutz für Antriebsräder	18.99.99.0999	120,00

05 Bereifungsfarbe Lenk- und Antriebsräder

CODE	FARBE	EURO €
<input type="checkbox"/>	908 Schwarz (abriebresistent) , Felge carbonfarbig	0,00
<input type="checkbox"/>	909 Grau, Felge carbonfarbig	0,00

Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware).

Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

06 Stützräder

CODE	FARBE	EURO €
<input type="checkbox"/>	352 Rahmen mit Heckschwinge und einem mittig aufgehängten Doppelstützrad, für optimale Wendigkeit	0,00
<input type="checkbox"/>	690 Rahmen mit Heckschwinge und zwei seitlich aufgehängten Stützrädern, optimal für die Nutzung von Einzelrampen	168,00

07 Sitzkantlung / Sitzlift

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEI-GUNG	LIFT	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	119 Mechanische Sitzkantlung, 4° werkseitig	1°, 4°, 7°, 10°	-		0,00
<input type="checkbox"/>	118 Elektrische Sitzkantlung, stufenlos um 30°, nur i.V.m. R-Net	0° bis 30°	-	18.99.99.0199	1.356,00
<input type="checkbox"/>	4118 Elektrische Sitzkantlung, stufenlos um 50°, nur i.V.m. R-Net	0° bis 50°	-	18.99.99.0199	1.816,00
<input type="checkbox"/>	27* Scherenlift einschl. Kantlung, nur i.V.m. R-Net	0° bis 30°	300 mm		5.150,00
<input type="checkbox"/>	4937*** Aufstehhilfe (0° bis - 25°) mit elektrischer Kantlung zum einfachen Transfer aus dem Rollstuhl, nur i.V.m. R-Net sowie CODE 4260 Zusätzlich empfehlen wir die Kombination mit CODE 5025 und 4949**	0° bis 45°	200 mm		5.496,00

* CODE 27 Scherenlift ist bei HMV-Nr. 18.99.06.1130 im Grundpreis enthalten.

** Nur i.V. mit CODE 900 pannensichere Bereifung für die Lenkräder

*** Nicht i.V.m. Code 2721 Dahl Docking

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Sitz und Sitzsysteme

A | MEYRA

CODE	BEZEICHNUNG	SITZTIEFE	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 738 / 615	Sitzgurt ohne Kissen	400 mm		0,00
<input type="checkbox"/> 738 / 788	Sitzgurt ohne Kissen	430 mm		0,00
<input type="checkbox"/> 738 / 619	Sitzgurt ohne Kissen	460 mm		0,00
<input type="checkbox"/> 738 / 792	Sitzgurt ohne Kissen	490 mm		0,00
<input type="checkbox"/> 738 / 793	Sitzgurt ohne Kissen	530 mm		0,00
<input type="checkbox"/> 738 / 356	Sitzgurt ohne Kissen	560 mm		41,50
<input type="checkbox"/> 4276/615	Sitzplatte ohne Kissen	400 mm		87,00
<input type="checkbox"/> 4276/788	Sitzplatte ohne Kissen	430 mm		87,00
<input type="checkbox"/> 4276/619	Sitzplatte ohne Kissen	460 mm		87,00
<input type="checkbox"/> 4276/792	Sitzplatte ohne Kissen	490 mm		87,00
<input type="checkbox"/> 4276/793	Sitzplatte ohne Kissen	530 mm		87,00
<input type="checkbox"/> 4276/356	Sitzplatte ohne Kissen	560 mm		128,50
<input type="checkbox"/> 948 / 615*	ErgoSeat-Sitz	400 mm		344,00
<input type="checkbox"/> 948 / 788*	ErgoSeat-Sitz	430 mm		344,00
<input type="checkbox"/> 948 / 619*	ErgoSeat-Sitz	460 mm		344,00
<input type="checkbox"/> 948 / 792*	ErgoSeat-Sitz	490 mm		344,00
<input type="checkbox"/> 948 / 793*	ErgoSeat-Sitz	530 mm		344,00
<input type="checkbox"/> 948 / 356*	ErgoSeat-Sitz	560 mm		385,50
<input type="checkbox"/> 561 / 615	Sitzkissen	400 mm		136,00
<input type="checkbox"/> 561 / 788	Sitzkissen	430 mm		136,00
<input type="checkbox"/> 561 / 619	Sitzkissen	460 mm		136,00
<input type="checkbox"/> 561 / 792	Sitzkissen	490 mm		136,00
<input type="checkbox"/> 561 / 793	Sitzkissen	530 mm		136,00
<input type="checkbox"/> 561 / 356	Sitzkissen	560 mm		177,50

* ErgoSeat nicht in Verbindung mit Rückengurt CODE 737

ErgoSeat - Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz, mit grauen Nähten	0,00
<input type="checkbox"/> 4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0,00

HMV-Nr. 18.50.04.0209 | HMV-Nr. 18.99.06.1130 (mit Sitzlift)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitz und Sitzsysteme

B | Netti und Ride

CODE	BEZEICHNUNG	SITZTIEFE	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 7206 / 788*	Netti Uno Seat	400 mm	18.99.99.0199	200,00
<input type="checkbox"/> 7206 / 619*	Netti Uno Seat	460 mm	18.99.99.0199	200,00
<input type="checkbox"/> 7206 / 792	Netti Uno Seat	490 mm	18.99.99.0199	200,00
<input type="checkbox"/> 7206 / 793	Netti Uno Seat	530 mm	18.99.99.0199	200,00
<input type="checkbox"/> 7203 / 615	Netti Sit	400 mm	18.99.99.0199	384,00
<input type="checkbox"/> 7203 / 788	Netti Sit	430 mm	18.99.99.0199	384,00
<input type="checkbox"/> 7203 / 619	Netti Sit	460 mm	18.99.99.0199	384,00
<input type="checkbox"/> 7203 / 792	Netti Sit	490 mm	18.99.99.0199	384,00
<input type="checkbox"/> 7203 / 793	Netti Sit	530 mm	18.99.99.0199	516,00
<input type="checkbox"/> 7203 / 356	Netti Sit	560 mm	18.99.99.0199	516,00
<input type="checkbox"/> 7400 / 615	Ride Forward	400 mm	18.99.99.0399	1.118,00
<input type="checkbox"/> 7400 / 788	Ride Forward	430 mm	18.99.99.0399	1.118,00
<input type="checkbox"/> 7400 / 619	Ride Forward	460 mm	18.99.99.0399	1.118,00
<input type="checkbox"/> 7400 / 792	Ride Forward	490 mm	18.99.99.0399	1.118,00
<input type="checkbox"/> 7400 / 793	Ride Forward	530 mm	18.99.99.0399	1.118,00
<input type="checkbox"/> 7401 / 615	Ride Java	400 mm	18.99.99.0399	1.230,00
<input type="checkbox"/> 7401 / 788	Ride Java	430 mm	18.99.99.0399	1.230,00
<input type="checkbox"/> 7401 / 619	Ride Java	460 mm	18.99.99.0399	1.230,00
<input type="checkbox"/> 7401 / 792	Ride Java	490 mm	18.99.99.0399	1.230,00
<input type="checkbox"/> 7401 / 793	Ride Java	530 mm	18.99.99.0399	1.230,00

* Nicht i.V.m. Sitzbreite 530 mm

Hinweis: Alle Netti und Ride Sitzkissen nur i.V.m. mit CODE 4276

Sitz und Sitzsysteme

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 961 ¹⁾	ERGOSTAR anatomisch geformtes Sitzsystem mit mechanisch verstellbarem Rücken	18.99.99.0006	896,00
<input type="checkbox"/> 579	RECARO-Sitzeinheit, Spezial S mit mechanischem Rücken	18.99.99.0199	2.632,00
<input type="checkbox"/> 567	RECARO-Sitzeinheit, Spezial F mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	18.99.99.0006	3.522,00
<input type="checkbox"/> 580	RECARO-Sitzeinheit, Spezial M mit mechanischem Rücken	18.99.99.0199	2.402,00
<input type="checkbox"/> 578	RECARO-Sitzeinheit, Spezial W mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	18.99.99.0006	4.094,00
<input type="checkbox"/> 581	RECARO-Sitzeinheit, Spezial L mit mechanischem Rücken	18.99.99.0199	2.782,00
<input type="checkbox"/> 584	RECARO-Sitzeinheit, Spezial X mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	18.99.99.0006	4.094,00

Bitte beachten Sie die vordere Höhe des Sitzkissens: Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm, ERGOSTAR +120 mm und RECARO +150 mm. Längere Lieferzeit für RECARO-Sitze. Sitztiefen variieren je nach Sitztyp. Übersicht und Sondergrößen auf Anfrage.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Rücken und Rückensysteme

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
MEYRA ORIGINAL Rücken*			
<input type="checkbox"/> 737/287	Standard-Rückengurt, schwarz, Höhe: 500 mm, umbaubar auf 450 mm		0,00
<input type="checkbox"/> 736/287	Anpaßgurt, schwarz, Höhe: 500 mm, umbaubar auf 450 mm	18.99.99.0007	126,00
<input type="checkbox"/> 608**	Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel, vorbereitet für externe Rückensysteme		0,00
<input type="checkbox"/> 949	ErgoSeat-Rücken, Höhe: 590 mm, umbaubar auf 630 mm	18.99.99.0004	356,00
<input type="checkbox"/> 2019	ErgoSeat Pro Komfortrücken einschließlich Überzugskissen, Textilbezug schwarz, Höhe 590 mm, umbaubar auf 630 mm, nur in Verbindung mit Sitzbreite 430 und 480 mm		470,00

* Rückenhöhe bis Sitzplatte

** Nicht i.V.m. hochschwenkbaren Armlehnen CODE 24 und Pelotten CODE 957 und 954, CODE 608 nicht in Kombination mit CODE 737, 949, 2019

Optionen des ErgoSeat Pro Komfortrücken

CODE	BEZEICHNUNG	MASSE IN MM (H X B INNEN/AUSSEN X T)	EURO €
<input type="checkbox"/> 2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar	230 x 120/60 x 125	264,00
<input type="checkbox"/> 2021	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, groß, Paar	310 x 125/70 x 140	278,00

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
Netti und Ride Qualitäts-Rücken			
<input type="checkbox"/> 7201/735*	Netti Uno Back, Höhe 620 mm, umbaubar auf 670 mm	18.99.99.0099	330,00
<input type="checkbox"/> 7209/735	Netti Smart, Höhe 620 mm, umbaubar auf 670 mm	18.99.99.0099	330,00
<input type="checkbox"/> 7207/735	Netti Stabil, Höhe 620 mm, umbaubar auf 670 mm	18.99.99.0099	552,00
<input type="checkbox"/> 7210/735	Netti Super Stabil, Höhe 620 mm, umbaubar auf 670 mm	18.99.99.0099	624,00
<input type="checkbox"/> 7205/735*	Netti Kyphotic, Höhe 620 mm, umbaubar auf 670 mm	18.99.99.0099	740,00
<input type="checkbox"/> 7454	Ride Grande	18.99.99.0399	1.038,00

*Nicht i.V.m. mit Sitzbreite 530 mm

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €		
<input type="checkbox"/> 814	Durchgehender Schiebebügel		0,00		
<input type="checkbox"/> 2814	Durchgehender Schiebebügel , nur in Verbindung mit RECARO		204,00		
<input type="checkbox"/> 410	Einzelschiebegriffe einschließlich Stabilisations-Stange	18.99.99.0908	130,00		
<input type="checkbox"/> 913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	18.99.99.0999	256,00		
<input type="checkbox"/> 401	Mechanische Rückenverstellung	-10° bis 30°	10° Schritte	0,00	
<input type="checkbox"/> 25*	Elektrische Rückenverstellung	-10° bis 50°	stufenlos	18.99.99.0006	1.392,00
<input type="checkbox"/> 589	Vierpunktgurt		316,00		

*Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Seitenteile und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	●	●	●	●	18.99.99.0203	0,00
<input type="checkbox"/> 4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz und leichter Mulde in der Armauflage	●	●	●	●	18.99.99.0203	70,00
<input type="checkbox"/> 21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz und abgewinkelter Armauflage lang	●	●	●	●	18.99.99.0211	324,00
<input type="checkbox"/> 24	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkelverstellbar, abweichende Armlehnenhöhe = 235 / 257 / 278 / 300* mm, nur i.V.m. CODE 4859 Bedienmodul-Halterung	-	●	-	-	18.99.99.0211	186,00
<input type="checkbox"/> 14	Neu Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar						1.012,00
<input type="checkbox"/> 4422*	Armlehnenfixierung in Grundposition						56,00

*ab Sitzplatte ohne Kissen

** Nur i.V. mit CODE 14

Hemiplegie-Armlehne

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 4982 ¹⁾	Schwenk-, Höhenverstellbare HEMI-Unterarmschale	368,00
<input type="checkbox"/> 4983 ²⁾	Verlängerungsstück	50,00
<input type="checkbox"/> 4985 ²⁾	Handauflage Flach	55,00
<input type="checkbox"/> 4987 ³⁾	Handauflage mit ergonomischem Griff „Links“	55,00
<input type="checkbox"/> 4986 ⁴⁾	Handauflage mit ergonomischem Griff "Rechts"	55,00

Hemiplegie-Armlehnen nicht i.V.m. CODE 4660, 4661, 813, 4646 und 782. Rückspiegel und Handyhalterung können nicht an einer Hemiplegie-Armlehne montiert werden.

¹⁾ nur i.V.m. CODE 106, 4960, 21, immer entgegen der Bedienmodulseite

²⁾ nur i.V.m. CODE 4982

³⁾ nur i.V.m. CODE 4982, CODE 60

⁴⁾ nur i.V.m. CODE 4982, CODE 74

12 Beinstützen

Geteilte Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	54	798	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 93*	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	●	●	18.99.99.0301	0,00
<input type="checkbox"/> 92*	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar	-	●	18.99.99.0301	240,00
<input type="checkbox"/> 86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	-	●	18.99.99.0301	1.742,00

* Standard Abduktion +/- 20 mm je Seite

HMV-Nr. 18.50.04.0209 | HMV-Nr. 18.99.06.1130 (mit Sitzlift)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Beinstützoption

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	Neu 105* Fußbrett Adapter: Abduktion +/- 45 mm je Seite		114,00

*nur in Verbindung mit CODE 54, 92 oder 93

Fußstützen für geteilte Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	KOMPATIBEL MIT BEINSTÜTZEN CODE:		HMV-NR	EURO €
				92	93		
<input type="checkbox"/>	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	280 - 430 mm	-	●	18.99.99.0302	376,00
<input type="checkbox"/>	Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	18.99.99.0303	0,00
<input type="checkbox"/>	Schuhanschnallriemen (Paar)					18.99.99.0305	56,00
<input type="checkbox"/>	Fersenhalter (Paar)					18.99.99.0304	100,00

Bitte beachten Sie, dass sich die USL bei den verschiedenen Sitzsystemen entsprechend erhöht: Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm, RECARO +150 mm

Zentrale Beinstütze mit Fußstütze

Bitte beachten Sie, dass die zentralen Beinstützen nicht abnehmbar sind. Die Fußplatten sind im Winkel einstellbar und hochklappbar.

Der Längenausgleich der elektrischen Beinstützen beträgt 150 mm.

CODE	BEZEICHNUNG	BS-WINKEL	USL	EURO €
<input type="checkbox"/>	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte	85 - 95°	280 - 400	448,00
<input type="checkbox"/>	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte	85 - 95°	330 - 450	448,00
<input type="checkbox"/>	Zentrale Beinstütze, für VSH 440mm, elektrisch winkel- / längenverstellbar, inkl. Fußplatte, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150°	90 - 180°	200 - 400	2.268,00
<input type="checkbox"/>	Zentrale Beinstütze, für VSH ab 475 mm, elektrisch winkel- / längenverstellbar, inkl. Fußplatte, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150°	90 - 180°	200 - 450	2.268,00
<input type="checkbox"/>	Zentrale Beinstütze, elektrisch winkel- / längenverstellbar, inkl. Fußplatte elektrisch bis zum Boden absenkbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150°	90 - 180°	350 - 450	2.776,00

Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens: Standard Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm

¹⁾ Nur in Verbindung mit R-Net mit Verstellmodul CODE 702/678, nicht in Verbindung mit RECARO

* nur in Verbindung mit CODE 2945 Wadenpolster

Zubehör für zentrale Beinstütze

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	2945 Wadenpolster	362,00
<input type="checkbox"/>	822 Schuhanschnallriemen	56,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Batterie und Ladegeräte

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €	
<input type="checkbox"/>	5159	Wartungsfreie Batterien	ca. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	0,00	
<input type="checkbox"/>	5158	Wartungsfreie Batterien	ca. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	18.99.99.0999	276,00
<input type="checkbox"/>	731	Ladegerät 6 A	für 50 Ah	0,00	
<input type="checkbox"/>	733	Ladegerät 12 A	für 80 Ah	18.99.99.0999	290,00

14 Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	932	Aktive LED Beleuchtung	0,00

15 Bedienmodule und Zubehör

	CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	408	Power-/Bedienmodul VR2, 70A	keine *		0,00
<input type="checkbox"/>	682	Verstellmodul VR2 für elektr. Sitzkantelung und elektr. Rückenverstellung	2 Verstellmotoren	18.99.99.0999	350,00
<input type="checkbox"/>	702/415/ 678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit LED-Display	6 Verstellmotoren	18.99.99.0999	928,00
<input type="checkbox"/>	702/416/ 678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit LCD-Farb-Display	6 Verstellmotoren	18.99.99.0999	1.278,00
<input type="checkbox"/>	702/398/ 678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit großem 3,5"-LCD-Farb-Display und IR/Bluetooth-Funktionen, inkl. Lichtsensor	6 Verstellmotoren	18.99.99.0999	2.048,00
<input type="checkbox"/>	4795	Wegfahrsperre, Schlüssel nur i.V.m. R-Net			51,00
<input type="checkbox"/>	839*	OMNI II Umfeldsteuerung für Sondersteuerungen (nur in Verbindung mit R-Net)		18.99.99.0999	2.234,00
<input type="checkbox"/>	4615/4597	Externe Verstelltastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage auf der Bedienmodulseite			1.346,00
<input type="checkbox"/>	4615/4599	Externe Verstelltastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage entgegengesetzt der Bedienmodulseite			1.346,00
<input type="checkbox"/>	4260	8-fach Verstellmodul inkl. Lichtmodul zur Ansteuerung der Aufstehhilfe CODE 4937. Nur i.V.m. R-Net.			1.458,00
<input type="checkbox"/>	918	ESP-Fahrstabilisierungsmodul, nur i.V.m. R-Net / LCD Farb-Display oder i.V.m. OMNI II (CODE 839)			1.586,00

*Ansteuerung von 2 Verstellmotoren in Verbindung mit Verstellmodul CODE 682

Software für die Programmierung von VR2 und R-NET auf Anfrage

** Nur i.V. mit CODE 998 Sonderprogrammierung

Optionen für Bedienmodul

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	74	Montage Rechts	0,00
<input type="checkbox"/>	60	Montage Links	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Software

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> <small>Neu</small> 985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
<input type="checkbox"/> <small>Neu</small> 998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

17 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
<input type="checkbox"/> 4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch), nicht i.V.m. Seitenteil CODE 24	18.99.99.0999	268,00
<input type="checkbox"/> 851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) Nur in Verbindung mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814	18.99.99.0701	334,00
<input type="checkbox"/> 4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET, nicht in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839	18.99.99.0999	62,00

18 Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr nicht i.V.m. CODE 410 Schiebegriffe	18.99.99.0701	630,00
<input type="checkbox"/> 4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwinkbar montiert, nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil	18.99.99.0702	676,00
<input type="checkbox"/> 4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwinkbar montiert, nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil	18.99.99.0702	676,00
<input type="checkbox"/> 813	Tischbedienung, durchschwenkbar. Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LED-Display CODE 702/415, nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil	18.99.99.0702	2.798,00
<input type="checkbox"/> 543	Externer Ein/Aus-Taster, Farbe grün, Durchmesser 63 mm, für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson. Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LCD-Farb-Display CODE 702/416 oder OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839.	18.99.99.0702	358,00
<input type="checkbox"/> 596	wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 63 mm	18.99.99.0702	298,00
<input type="checkbox"/> 778	wie CODE 543, Farbe grün, Durchmesser 30 mm	18.99.99.0702	268,00
<input type="checkbox"/> 779	wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 30 mm	18.99.99.0702	252,00
<input type="checkbox"/> 565*/**	Kinnbedienung, elektrisch seitlich abschwinkbar, nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul CODE 702 und OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839.	18.99.99.0702	5.978,00
<input type="checkbox"/> 810*/**	Kinnbedienung, mechanisch seitlich abschwinkbar, nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul CODE 702 und OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839.	18.99.99.0702	3.580,00
<input type="checkbox"/> 4600	MicroPilot Nullwegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, nur in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839		5.792,00
<input type="checkbox"/> 4611	MicroPilot Nullwegejoystick, nur in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839		4.254,00
<input type="checkbox"/> 4612	MicroGuide Wegejoystick, nur in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839		5.016,732
<input type="checkbox"/> 4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, nur in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839		5.464,00
<input type="checkbox"/> 4940	Nackenbügelhalter i.V.m. CODE 4611 oder 4612		966,00

* Nur i.V.m. CODE 589 Vierpunktgurt

** nicht in Verbindung mit Nullwegejoystick (CODE 4600 und CODE 4611)

Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen. Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch einen Techniker vor Ort erarbeitet werden. Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.

HMV-Nr. 18.50.04.0209 | HMV-Nr. 18.99.06.1130 (mit Sitzlift)

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an **Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**Joystickaufsätze**

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	553	Tetra-Gabel vertikal	18.99.99.0999	194,00
<input type="checkbox"/>	556	Tetra-Gabel horizontal	18.99.99.0999	194,00
<input type="checkbox"/>	734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	18.99.99.0999	128,00
<input type="checkbox"/>	4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	61,00
<input type="checkbox"/>	4590	Kugelgriff	18.99.99.0999	61,00
<input type="checkbox"/>	4591	T-Griff	18.99.99.0999	120,00
<input type="checkbox"/>	4593	Stielgriff	18.99.99.0999	66,00
<input type="checkbox"/>	4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	61,00
<input type="checkbox"/>	4595	Softball	18.99.99.0999	61,00
<input type="checkbox"/>	4596	Golfball klein (D=43 mm)		94,00

19

Rahmenfarben (Standardfarbe mattschwarz)

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	5220	Rahmenfarbe nach Kundenwunsch	Auf Anfrage

Akzentfarben

	CODE	SITZ-/RÜCKENROHRE/AKZENT SEITENTEIL/ GETEILTE BEINSTÜTZE/FELGENEINSÄTZE	EURO €
<input type="checkbox"/>	207	mattschwarz struktur (ohne Felgeneinsätze)	0,00
<input type="checkbox"/>	212	polarweiß	114,00
<input type="checkbox"/>	186	magic blue	114,00
<input type="checkbox"/>	227	redmetallic	114,00
<input type="checkbox"/>	180	lemonreflex	114,00
<input type="checkbox"/>	214	sonnengelb	114,00

Felgeneinsätze bei 12/14" Räder möglich.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

20 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 906	Rückspiegel Rechts	18.99.99.0999	90,00
<input type="checkbox"/> 927	Rückspiegel Links	18.99.99.0999	90,00
<input type="checkbox"/> 2676	Heckmarkierungsfolie, nur i.V.m. ErgoSeat		104,00
<input type="checkbox"/> 676	Heckmarkierungstafel	18.99.99.0999	104,00
<input type="checkbox"/> 970	Gehhilfenhalter	18.99.99.0909	90,00
<input type="checkbox"/> 833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	87,00
<input type="checkbox"/> 4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	18.99.99.0801	618,00
<input type="checkbox"/> 590	Abduktionskeil, nicht in Verbindung mit zentraler Beinstütze	18.99.99.0999	262,00
<input type="checkbox"/> 260	Memory-Funktion für Kopfstütze		53,00
<input type="checkbox"/> 957	starre Pelotten (Paar)		220,00
<input type="checkbox"/> 954	abschwenkbare Pelotten (Paar), nicht i.V.m. CODE 24		564,00
<input type="checkbox"/> 781	USB-Ladebuchse		188,00
<input type="checkbox"/> 782*	Universal Adaption zur Aufnahme von Handy-Halterungen nicht i.V.m. OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839		110,00
<input type="checkbox"/> 2721**	Adapterset für DAHL-Dockingstation		1.092,00

* Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten

** Rollstuhlseitiges Adapterset für die Vorbereitung der Dahl-Dockingstation. Nicht i.V.m. Code 4937 Aufstehhilfe.

21 Servicedienstleistungen

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 55704*	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale (nicht rabattfähig)	520,00
<input type="checkbox"/> 55709**	Medizinisch notwendige Parametrisierung auf klientenspezifische Einstellwerte des Steh- und Liegmoduls (nicht rabattfähig)	1.050,00

* Die Servicedienstleistung vor Ort beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.

** Die Servicedienstleistung vor Ort beinhaltet einfache Programmanpassungen sowie die Integration von Sondersteuerungen.

Datum:

Unterschrift:

Stand: 20.09.2022

BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

*Pflichteingabefelder!

ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....
Datum/Unterschrift des Fachhändlers

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: +49 (0)5733 922 9311 Kundenservice: +49 (0)5733 922 0

Firmendaten

Ansprechpartner:
Kundenummer bei MEYRA:

Firma:
Adresse:

Telefon:
Fax:
Mobil:
E-Mail:

Eingangsdatum*:
Antragsnummer*:

*Wird von MEYRA ausgefüllt

Produkt

Modell-Nr.:

Produktname.:

Beschreibung der Individualisierung (Angaben bitte so genau wie möglich definieren: Krankheitsbild, Besonderheiten etc.):

Skizzen / Bilder (Ergänzende Skizzen können Sie gerne separat der Mail oder dem Fax beifügen):


Bitte erstellen Sie mir ein unverbindliches Angebot:

Datum

Unterschrift Fachhändler




CODE 690



CODE 352




CODE 157




CODE 4937



CODE 580/578



CODE 948/949



CODE 2032/2021



CODE 737/287



CODE 736/287



CODE 25



CODE 4960




CODE 21



CODE 106



CODE 4982/4987



CODE 86/808



CODE 932




CODE 702/416/678



CODE 839




CODE 702/398/678



CODE 4615



CODE 408/4860



CODE 4860



CODE 782



CODE 781

1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.

1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.

1.3. Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

2.1. Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.

2.2. Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.

2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.

2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.

3. PREISE

3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

3.2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.

3.3. Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

3.4. Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.

3.5. Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachttanteil von 9,50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

4.1. Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

4.2. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.

4.4. Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

4.5. Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

4.6. Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

5.1. In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.

5.2. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

5.3. Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

5.4. Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.

5.5. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen die Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten.

5.6. Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG

6.1. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.

6.2. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.3. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

6.4. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.5. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

6.6. Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.

7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Pfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.

7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.

7.5. Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.

7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.

7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

8.1. Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

8.2. In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

8.3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

8.4. Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt.

8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhaft Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.

8.7. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neukaufpreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT

10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist, ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effizienten Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

10.2. Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

11. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anforderung ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren angenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

12B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

12B.2. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

12B.3. Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
- Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten.

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDENES RECHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

14.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

14.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

14.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

14.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.